

 PRODUCTBLAD

Wassenburg Medical B.V.
Industrieweg 11
NL-6662 PA Elst
NEDERLAND
T: +31 (0)488 700 500

info@wassenburgmedical.nl
www.wassenburgmedical.com

EndoHigh® Detergent

REINIGINGSMIDDEL VOOR HET GEAUTOMATISEERD EN
HANDMATIG REINIGEN VAN FLEXIBELE ENDOSCOPEN IN
WASSENBURG® REINIGINGS- EN DESINFECTIEMACHINES
VOOR FLEXIBELE ENDOSCOPEN ALSOOK IN DOMPEL- EN
ULTRASOONBADEN – VLOEIBAAR CONCENTRAAT

REFERENTIE : MB 5238/1-7 (DR. WEIGERT)
VERSIE : V7.00
DATUM VAN UITGAVE : 03/2026

Belangrijkste toepassingsgebieden

Reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische accessoires in WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT (doorvoer) en WD4200 reinigings- en desinfectiemachines voor endoscopen alsook in dompel- en ultrasoonbaden.

Eigenschappen

EndoHigh® Detergent is een mild alkalisch reinigingsmiddel voor het herverwerken van flexibele endoscopen. EndoHigh® Detergent verwijdert effectief resten van opgedroogd en gedenatureerd bloed, en vertoont tegelijkertijd uitstekende materiaalcompatibiliteit. Dit leidt tot een sterke vermindering van organisch materiaal. EndoHigh® Detergent bevat alkaliën, enzymen en oppervlakteactieve stoffen die voorkomen dat eiwitresten zich opnieuw afzetten en tegelijk de oppervlaktespanning van reinigingsmiddelen verlagen. Geanodiseerd aluminium moet vooraf op geschiktheid worden gecontroleerd. EndoHigh® Detergent is geschikt voor het reinigen van endoscopen van alle toonaangevende fabrikanten.

Toepassing en dosering

EndoHigh® Detergent wordt gebruikt in WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT (doorvoer) en WD4200 reinigings- en desinfectiemachines voor endoscopen alsook in dompel- en ultrasoonbaden. De volgende parameters moeten bij gebruik van EndoHigh® Detergent in acht worden genomen:

- Geautomatiseerde reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische accessoires in WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT (doorvoer) en WD4200 reinigings- en desinfectiemachines voor flexibele endoscopen:
5 ml/l (0,5 %), 35 - 40 °C, 4 - 5 min. In de volgende stap, de desinfectie, moet verplicht EndoHigh® GTA of EndoHigh® PAA worden gebruikt.
- Handmatige reiniging van flexibele endoscopen en endoscopische accessoires in dompel- en ultrasoonbaden: 5 - 30 ml/l (0,5 - 3 %), max. 40 °C, 5 - 10 min

De EndoHigh® Detergent-oplossing moet volledig worden afgespoeld. Om watervlekken te vermijden, wordt aanbevolen om bij de laatste spoeling gedemineraliseerd water te gebruiken.

Bij handmatige toepassing kan de doseerhoeveelheid variëren naargelang van de mate van vervuiling. De gebruiksooplossing voor handmatige reiniging moet minstens dagelijks worden vernieuwd en bij zichtbare verontreiniging meteen worden vervangen. Wanneer EndoHigh® Detergent voor handmatig voorreinigen en

geautomatiseerd reinigen wordt gebruikt, kan het handmatig spoelen worden overgeslagen en meteen in de reinigings- en desinfectiemachine worden uitgevoerd.

Gebruik geschikte doseerapparatuur. Niet met andere producten mengen. Spoel het doseersysteem incl. zuigslang met water voordat u een ander product gebruikt.

De herverwerking moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voor medische hulpmiddelen en met de juiste gevalideerde processen worden uitgevoerd. Respecteer de aanbevelingen inzake herverwerking van de fabrikanten van medische hulpmiddelen overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO 17664. De instructies van de fabrikant van de reinigings- en desinfectiemachine moeten in acht worden genomen. Alleen voor professioneel gebruik.

Technische gegevens

Dichtheid (20 °C): ca. 1,1 g/cm³

pH-waarde (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 5 - 30 ml/l: 10,7 - 10,8

De pH-waarde kan afwijken bij leidingwater, onthard water, of bijv. door meegevoerd spoelwater.

Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 10 mPa s

Bestanddelen

Bestanddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

- < 5 % niet-ionische en anionische oppervlakteactieve stoffen
- ook enzymen

CE-markering

EndoHigh® Detergent voldoet aan de Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

In geval van een ernstig incident met het product moeten de fabrikant en de relevante nationale autoriteit op de hoogte worden gesteld.

Informatie m.b.t. opslag

Koel maar vorstvrij opslaan. Beschermen tegen zonlicht. Altijd opslaan bij een temperatuur tussen 0 °C en 25 °C. Bij correcte opslag 2 jaar houdbaar. Te gebruiken tot: zie vermelding op het etiket na het zandloper-symbool .

Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Voor veiligheidsinformatie: zie de veiligheidsinformatiebladen. Verpakkingen mogen alleen volledig leeg en afgesloten worden verwijderd. Voor de verwijdering van productresten verwijzen we naar het veiligheidsinformatieblad.

Verdeling

Verdeeld door: Wassenburg Medical B.V., Industrieweg 11, NL-6662 PA Elst, Nederland

Tel.: +31 (0)488 700 500, info@wassenburgmedical.nl, www.wassenburgmedical.com

Fabricatie



Fabrikant: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Duitsland, Tel. + 49 (0)40 7 89 60-0, Fax + 49 (0)40 7 89 60-120

Met de bovenstaande informatie, die correct is op basis van de huidige kennis, beschrijven wij ons product met het oog op mogelijke veiligheidsmaatregelen. Dit impliceert echter geen kwaliteitsbeschrijving of beloftes inzake bepaalde eigenschappen.