

 PRODUKT-BLATT

EndoHigh® Detergent

REINIGUNGSMITTEL ZUR MASCHINELLEN UND MANUELLEN
REINIGUNG VON FLEXIBLEN ENDOSKOPEN IN
WASSENBURG® REINIGUNGS- UND
DESINFEKTIONSGERÄTEN FÜR FLEXIBLE ENDOSKOPE
SOWIE IM TAUCH- UND ULTRASCHALLBAD –
FLÜSSIGKONZENTRAT

REFERENZ : MB 5238/1-7 (DR. WEIGERT)
VERSION : V7.00
AUSSTELLUNGSDATUM : 03/2026

Hauptanwendungsbereiche

Reinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zubehör in WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT (pass through) und WD4200 Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für flexible Endoskope sowie im Tauch- und Ultraschallbad.

Eigenschaften

EndoHigh® Detergent ist ein mildalkalischer Reiniger für die Aufbereitung von flexiblen Endoskopen. EndoHigh® Detergent entfernt zuverlässig Rückstände von angetrocknetem und denaturiertem Blut bei gleichzeitig hohem Grad an Materialverträglichkeit. Hierdurch wird eine starke Abreicherung organischen Materials bewirkt. EndoHigh® Detergent enthält Alkalien, Enzyme sowie Tenside, die eine Redeposition von Proteinrückständen vermeiden und außerdem die Grenzflächenspannung der Reinigungslösung herabsetzen. Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen. EndoHigh® Detergent ist für die Reinigung der Endoskope aller führenden Hersteller geeignet.

Anwendung und Dosierung

EndoHigh® Detergent wird in WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT (pass through) und WD4200 Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für flexible Endoskope sowie im Tauch- und Ultraschallbad eingesetzt. Folgende Parameter sind bei der Anwendung von EndoHigh® Detergent einzuhalten:

- Maschinelle Reinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zubehör in WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT (pass through) und WD4200 Reinigungs- und Desinfektionsgeräten für flexible Endoskope: 5 ml/l (0,5 %), 35 - 40 °C, 4 - 5 min. Für den anschließenden Desinfektionsschritt sind EndoHigh® GTA oder EndoHigh® PAA zu verwenden.
- Manuelle Reinigung von flexiblen Endoskopen und endoskopischem Zubehör im Tauch- und Ultraschallbad: 5 – 30 ml/l (0,5 – 3 %), max. 40 °C, 5 – 10 min

Die EndoHigh® Detergent-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspülen. Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen.

Bei der manuellen Anwendung kann die Dosiermenge je nach Verschmutzungsgrad variieren. Die Anwendungslösung zur manuellen Reinigung ist mindestens arbeitstäglich frisch anzusetzen und bei sichtbarer Verunreinigung sofort zu wechseln.

Wenn EndoHigh® Detergent für die manuelle Vorreinigung und die automatisierte Reinigung verwendet wird, kann der manuelle Spülschritt entfallen und stattdessen im Reinigungs- und Desinfektionsgerät durchgeführt werden.

Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden. Nicht mit anderen Produkten mischen. Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.

Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden. Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664. Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten. Nur für gewerbliche Anwendungen.

Technische Daten

Dichte (20 °C): ca. 1,1 g/cm³

pH-Bereich (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 5 – 30 ml/l: 10,7 – 10,8

In Stadtwasser oder enthärtetem Wasser sowie durch z.B. verschlepptes Vorspülwasser kann der pH-Wert abweichen.

Viskosität (Konzentrat, 20 °C): < 10 mPa s

Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG- Detergenzienverordnung 648/2004:

- < 5 % nichtionische und anionische Tenside
- außerdem: Enzyme

CE- Kennzeichnung

EndoHigh® Detergent erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Lagerhinweise

Kühl aber frostfrei lagern. Vor Sonnenlicht schützen. Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 25 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 2 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Vertrieb

Der Vertrieb erfolgt durch: Wassenburg Medical B.V., Industrieweg 11, NL-6662 PA Elst, The Netherlands, Tel: +31 (0)488 700 500, info@wassenburgmedical.nl, www.wassenburgmedical.com

Herstellung



Hergestellt von: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Germany, Tel + 49 (0)40 7 89 60-0

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.