

FICHE PRODUIT

EndoHigh® PAA

DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU À UTILISER DANS LES LAVEURS DÉSINFECTEURS WASSENBURG® D'ENDOSCOPES FLEXIBLES – CONCENTRÉ LIQUIDE

RÉFÉRENCE : MB 5239/2-9 (DR. WEIGERT)
VERSION : V9.00
DATE DE PUBLICATION : 04/2026

Principaux domaines d'application

Désinfection automatique de haut niveau des endoscopes flexibles dans les laveurs désinfecteurs d'endoscopes flexibles WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT.

Propriétés

Agit contre les bactéries (y compris le SARM et l'*Helicobacter pylori*), les mycobactéries (dont le tuberculeux pathogène) les champignons et les virus (y compris les hépatites A, B et C, le VIH, les rotavirus, les norovirus et coronavirus), et les spores de *C. difficile*. Cette action désinfectante a été testée et confirmée selon les exigences de la norme EN 14885. Par conséquent, EndoHigh® PAA respecte les exigences portant sur les désinfectants permettant de désinfecter les endoscopes flexibles selon la norme ISO 15883-4. Le processus de retraitement automatique à l'aide de EndoHigh® Detergent et d'EndoHigh® PAA dans les laveurs désinfecteurs d'endoscope WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT et WD4200 respecte les exigences de la norme ISO 15883-4 imposant une réduction de la quantité de germes par étapes > 9 log₁₀ au cours de l'intégralité du processus.

À base d'acide peracétique. Pas d'activateur nécessaire ; un seul composant uniquement. Action rapide, large spectre d'efficacité, convient à une désinfection de haut niveau, dont une action contre les spores de *C. difficile* à 35 °C. Convient aux endoscopes de l'ensemble des fabricants connus. Sans aldéhydes ni composés d'ammonium quaternaire.

Application et dosage

EndoHigh® PAA a été tout spécialement développé pour être utilisé dans les laveurs désinfecteurs d'endoscope WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT et WD4200. Ce désinfectant ne doit pas être utilisé dans les laveurs désinfecteurs WASSENBURG® AERclens. Le dosage d'EndoHigh® PAA s'effectue via le système de dosage intégré au laveur désinfecteur d'endoscope, au début de l'étape de désinfection. Pour obtenir l'action à large spectre mentionnée ici, il faut réunir les paramètres suivants :

bactéricide, fongicide, mycobactéricide, virucide
et sporicide contre les spores du
C. difficile

13 ml/l (1,3 %), à 35
°C,
5 min

Pour l'étape de nettoyage automatique, l'utilisation d'EndoHigh® Detergent est indispensable. Un éventuel passage de la solution nettoyante EndoHigh® Detergent lors de l'étape de désinfection n'a pas d'impact sur l'efficacité de désinfection d'EndoHigh® PAA. Pour procéder au dosage, utiliser des dispositifs de dosage adaptés. La teneur en chlore de l'eau utilisée pour procéder à la désinfection ne doit pas dépasser 50 mg/l. La solution EndoHigh® PAA doit être entièrement rincée. Afin d'éviter la formation de taches d'eau, il est recommandé d'utiliser de l'eau déionisée pour le rinçage final. Le dosage ne doit avoir lieu qu'à partir du contenant d'origine. Ne pas utiliser pur : utiliser uniquement dilué. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Éviter tout contact entre le concentré et des matières organiques (par ex. huile, graisse, caoutchouc, papier, salissures de manière générale).

Rincer le système de dosage, y compris le flexible d'aspiration, à l'eau avant de changer le produit.

Les endoscopes flexibles affichent une structure complexe, et ils sont constitués de matériaux de grande qualité. Dans une certaine mesure, ces matériaux sont très fragiles, et ils peuvent être facilement endommagés. Il faut être particulièrement soigneux quand on traite des endoscopes flexibles. Il faut inspecter visuellement les endoscopes après chaque cycle afin d'en exclure tout dommage.

La compatibilité des programmes de désinfection dans les laveurs désinfecteurs d'endoscopes EndoHigh® PAA in WASSENBURG® WD440, WD415, WD440 PT et WD4200 a été vérifiée et confirmée. On ne doit pas s'attendre à ce que les endoscopes soient endommagés quand on utilise EndoHigh® PAA dans le respect le plus strict de son mode d'emploi et de nos recommandations.

Toutefois, on ne peut exclure l'apparition de modifications sur les surfaces ; elles n'ont pas d'impact sur le bon fonctionnement ou sur la sécurité :

- La surface du cuivre plaqué chrome ou plaqué nickel (par ex. accessoires d'éclairage/fibres optiques) présentant des dommages mécaniques (par ex. rayures) peut être altérée. Nous vous recommandons de protéger ces surfaces d'un dispositif de protection imperméable/résistant aux produits chimiques lors de leur retraitement.
- On peut assister à une décoloration de l'aluminium, notamment l'aluminium anodisé noir, par ex. au niveau des anneaux d'oculaires, des pièces de travail et des inserts de biopsie, au cours de leur durée de vie. Ce phénomène peut être dû à certains types d'eau, par ex. l'eau adoucie. Il ne s'agit que d'une modification affectant l'aspect esthétique. Elle n'affecte pas le bon fonctionnement de l'endoscope. Nous vous recommandons de remplacer les pièces en aluminium par des pièces en plastique ou des pièces recouvertes de plastique, comme, par exemple, des bouchons en aluminium protégeant des contacts électroniques.
- Les joint adhésifs individuels peuvent présenter des altérations au cours de leur durée de vie. Des changements de couleur (dus à l'effet blanchissant de l'acide peracétique) n'entraînant pas la dissolution ou la désolidarisation des connexions adhésives ne présentent pas de risque pour l'hygiène. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter le fabricant de l'endoscope concerné.

Les paramètres d'application susmentionnés (température, concentration, durée d'action) doivent être respectés.

Le retraitement doit être conforme à toutes les exigences de la réglementation relative aux dispositifs médicaux et réalisé au moyen des processus validés adéquats. Veuillez respecter les consignes de retraitement fournies par les fabricants des dispositifs médicaux conformément aux exigences de la norme DIN EN ISO 17664. Il convient d'appliquer scrupuleusement les instructions fournies par le fabricant du laveur désinfecteur. Usage réservé exclusivement aux professionnels. Il est obligatoire de respecter les conditions d'utilisation susmentionnées. Sinon, la garantie peut ne pas s'appliquer en cas de dommages. Si vous avez des questions au sujet d'EndoHigh® PAA, veuillez contacter Wassenburg Medical B.V., Tél. : +31 (0)488 700 500, avant utilisation.

Rapports d'experts

L'action désinfectante a été confirmée par certification.

Caractéristiques techniques

pH	2,7 (1,3 %, déterminé dans de l'eau déionisée, à 20 °C)
Viscosité	< 10 mPa s (concentré, à 20 °C)
Densité	approx. 1,1 g/cm ³ (à 20 °C)

Ingrédients

Substances actives désinfectantes dans 100 g :

11,5 g d'acide peracétique

Marquage CE



EndoHigh® PAA est conforme aux directives européennes relatives aux dispositifs médicaux.

Si un incident grave survient avec le produit, il faut le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Informations relatives au stockage

Toujours stocker à une température comprise entre 0 °C et 25 °C. Maintenir à l'abri du soleil. Le contenant doit être bien fermé lors du stockage. Se conserve 15 mois si stocké de la manière recommandée. La date limite d'utilisation du produit est imprimée sur l'étiquette, derrière le symbole représentant un sablier ⌚. Durée de conservation une fois ouvert : 4 semaines

Mentions de danger et conseils de prudence

Pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, consulter la fiche de données de sécurité du produit. N'éliminer le récipient qu'après l'avoir entièrement vidé et refermé. Pour en savoir plus sur l'élimination des résidus de produit, consulter la fiche de données de sécurité.

Distribution

Distribué par : Wassenburg Medical B.V., Industrieweg 11, NL-6662 PA Elst, Pays-Bas,
Tél. : +31 (0)488 700 500, info@wassenburgmedical.nl, www.wassenburgmedical.com

Fabricant

Fabriqué par : Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85,
20539 Hambourg, Allemagne, Tél + 49 (0)40 7 89 60-0, Fax + 49 (0)40 7 89 60-120

Dans les informations ci-dessus, qui sont conformes à l'état de nos connaissances actuelles, nous décrivons les mesures de sécurité à appliquer avec notre produit, mais nous ne formulons aucune description de la qualité du produit ni aucune promesse concernant certaines de ses propriétés.