


Al meer dan 35 jaar specialist in het reinigen en desinfecteren van endoscopen!



WASSENBURG® Process Reporter

Real-time procesgegevens binnen handbereik.

EEN VEILIGE ENDOSCOOP VOOR ELKE PATIËNT

Wassenburg Medical is een toonaangevend bedrijf op het gebied van het reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen. Al ruim 35 jaar lang ontwikkelen wij innovatieve oplossingen met slechts één doel voor ogen: het bieden van een veilige endoscoop voor elke patiënt. Dat heeft geleid tot een reeks producten en oplossingen met betrekking tot de hele was- en desinfectiecyclus voor endoscopen; een totaaloplossing.



WASSENBURG® PROCESS REPORTER

Traceerbaarheid is de sleutel tot het beheren en controleren van de reprocessing van de endoscoop en is noodzakelijk voor naleving van de richtlijnen. Met WASSENBURG® Process Reporter worden alle stappen van het reinigings- en desinfectieproces in de WASSENBURG® WD4200 tot in detail getraceerd en gemonitord.

Onze registratie- en traceerbaarheidssoftware biedt een volledig overzicht van alle relevante informatie ter ondersteuning van traceerbaarheid, met informatie over de endoscoop, de gebruiker die de apparatuur bedient en de specialist.

WASSENBURG® Process Reporter verzamelt en registreert real-time procesgegevens tijdens de was- en desinfectiecyclus van endoscopen in de WASSENBURG® WD4200. In één centraal overzicht geeft Process Reporter digitaal inzicht in de dagelijkse werking van de was- en desinfectiemachine.

VERWERK GEGEVENS BINNEN HANDBEREIK

WASSENBURG® Process Reporter is beschikbaar wanneer geïnstalleerd op de ziekenhuisserver en het WASSENBURG® WD4200 endoscoop was- en desinfectietoestel. Alle procesgegevens zijn binnen handbereik. Geautoriseerde gebruikers en technici kunnen de processtatus bewaken en de procesgegevens altijd en overal beheren vanaf elke pc met behulp van Web Client die verbonden is met het ziekenhuisnetwerk.

Neem contact op met uw Wassenburg-vertegenwoordiger voor meer informatie over de installatievereisten van WASSENBURG® Process Reporter.