

PlasmaTYPHOON+

Eine der schnellsten Trocknungen und Einlagerungen von Endoskopen in nur 1 - 3 Minuten



POWERED BY PENTAX MEDICAL

EFFIZIENTES ARBEITEN, VERBESSERUNG DER HYGIENE UND PATIENTENSICHERHEIT

- Trocknung aller Endoskopkanäle schnell und effizient in 1 - 3 Minuten
- Bewahrung des desinfizierten Zustands im PlasmaBAG-System durch ozonhaltiges Plasma
- Lagerung im PlasmaBAG eliminiert das Risiko einer Rekontamination bei Lagerung oder Transport
- Vermeidung von zusätzlicher Aufbereitung auch nach längerer Lagerung durch das PlasmaBAG-System
- Minimaler Platzbedarf bei der Trocknung und Lagerung von Endoskopen
- Reduktion von Kosten
- Bedienerfreundliches Handling
- Validiertes Trocknungsverfahren
- Touchpanel intuitiv und wischdesinfizierbar



ENDOSKOPTYPEN	TROCKNUNGSZEIT
Ureteroskop, Zystoskop	1 min
Bronchoskop, Ultraschall, Bronchoskop (EBUS), Nasolaryngoskop	1 min 30 s
Gastroskop, Duodenoskop, Enteroskop, Koloskop	2 min 30 s
Gastroenterologisches Ultraschallendoskop (EUS)	3 min
Endoskope ohne Kanäle und transösophageale (TEE / TOE) Ultraschallsonden	-

PlasmaTYPHOON+ und PlasmaBAG - System

AUFRECHTERHALTUNG DES DESINFIZIERTEN ZUSTANDS

Nachdem das vollständig getrocknete Endoskop in den Einweg PlasmaBAG eingelegt wurde, wird der BAG mit ozonhaltigem Plasma insuffliert. Die aktive Lagerungsumgebung im PlasmaBAG sorgt in Verbindung mit der vollständigen Trocknung dafür, dass der desinfizierte Zustand des Endoskops bis zu 31 Tage² lang erhalten bleibt.

PlasmaTYPHOON+ für
vollständige Trocknung in nur
1 bis 3 Minuten

Barcode-Scanner

RFID-Scanner

Druckluftpistole

Label-Drucker zur
lückenlosen Rückverfolgung

PlasmaBAG zur sicheren
Lagerung für bis zu 31 Tage²

POWERED BY PENTAX MEDICAL

1) siehe Abschnitt Technische Daten

2) Validiert für bis zu 744 Stunden (31 Tage) Lagerung gemäß der Norm NF EN16442. Die maximale Lagerungsdauer unterliegt möglicherweise länderspezifischen Bestimmungen zur Endoskoplagerung.

SPEZIFIKATIONEN PlasmaTYPHOON+ und PlasmaBAG

PlasmaTYPHOON+	
PARAMETER	WERTE
Stromversorgung/Stromnetz	110-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Abmessungen (BxHxT)	300x280x260 mm
Nettogewicht	10,7kg
Erforderlicher Mindestdruck (med. Druckluft)	3 bar
Erforderliche Mindestdurchflussrate (med. Druckluft)	60 l/min.

PlasmaBAG		
REFERENZ	ABMESSUNGEN	VERPACKUNG
PlasmaBAG Eco	620x520mm	400 Stk.
PlasmaBAG Eco XL	740x620mm	250 Stk.

Der PlasmaBAG ist ein speziell entwickelter Einwegbeutel, der in Verbindung mit dem PlasmaTYPHOON+ für die Endoskopeinlagerung von bis zu 31 Tagen² verwendet werden kann. Die durch die PlasmaBAG-Produktion verursachten Kohlenstoffemissionen werden in einem Wiederaufforstungsprojekt in Togo ausgeglichen.



www.blauer-engel.de/uz30a

PlasmaTYPHOON+ ist mit allen gängigen Endoskop - Herstellern kompatibel.

Wassenburg Deutschland GmbH · Krefelder Str. 350 · 41066 Mönchengladbach
info@wassenburgmedical.de · T: +49 (0)2161-94990-11

Hersteller: PlasmaBiotics SAS - 116 Quai de Bezons, 95100 Argenteuil, Frankreich

CE-Medizinprodukt der Klasse I – Dieses Produkt darf nur von medizinischem Fachpersonal benutzt werden. Bitte lesen Sie vor Anwendung die Gebrauchsanweisung; dort finden Sie auch ausführliche Produktspezifikationen. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. PlasmaTYPHOON+ und PlasmaBAG sind eingetragene Marken von PlasmaBiotics SA. Alle Rechte vorbehalten.