

Spécialistes dans le traitement d'endoscopes depuis plus de 35 ans!



WASSENBURG® DRY300D

Enceinte de séchage et de stockage

UN ENDOSCOPE SÛR POUR CHAQUE PATIENT

Wassenburg Medical est un leader dans le retraitement des endoscopes. Depuis plus de 35 ans, nous développons des solutions innovantes avec pour seul objectif de fournir un endoscope sûr à chaque patient. Le résultat est une gamme de produits et de solutions qui couvrent le spectre complet du retraitement des endoscopes: une solution intégrale.



La WASSENBURG® DRY300D offre un stockage sûr pour les endoscopes flexibles délicats.

Le séchage et le conditionnement sont des étapes cruciales pour garantir que les endoscopes retraités restent propres et désinfectés pendant leur stockage.

L'humidité permet aux micro-organismes de se développer. L'élimination complète de l'humidité des canaux de l'endoscope doit être effectuée avant que l'endoscope ne soit stocké pour une utilisation ultérieure.



SÉCURITÉ DANS LE FLUX DE TRAVAIL

Notre enceinte de séchage WASENBURG® DRY300D fournit une séparation physique entre la zone de retraitement et l'espace de traitement/procédure. Elle offre une sécurité supplémentaire et prévient la recontamination et la croissance bactérienne après le lavage et la désinfection.



PROCESSUS DE SÉCHAGE OPTIMAL

Dans le WASENBURG® DRY300D, les endoscopes sont stockés en position de suspension verticale, permettant à la gravité de faciliter le processus de séchage. Le séchage verticale est recommandée dans les lignes directrices des fabricants d'endoscopes et est conforme aux recommandations de la directive ESGE-ESGENA 939.

L'environnement contrôlé garantit l'absence de toute détérioration de la qualité microbiologique de l'endoscope et empêche la formation d'un biofilm.

GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE

La conception robuste permet un positionnement stable de chaque endoscope dans l'enceinte. Pour une accessibilité optimale, les portes de l'armoire peuvent être ouvertes à un angle de 180°.

Chaque endoscope a une connexion individuelle pour assurer un flux d'air optimal à travers les canaux de l'endoscope en utilisant de l'air comprimé filtré. L'air comprimé est disponible en se connectant à un système d'air central ou en installant le compresseur interne en option.

STOCKAGE PROLONGÉ

La WASSENBURG® DRY300D garantit un stockage contrôlé et sûr préservant l'état lavé et désinfecté de l'endoscope pendant une durée pouvant aller jusqu'à 30 jours.*

La période de stockage prolongée dans un environnement conditionné garantit une plus grande efficacité au sein du service en permettant d'accéder en temps opportun aux endoscopes lorsqu'ils sont nécessaires.

Un flux d'air régulier au sein et autour de l'endoscope pendant toute la durée de son stockage préserve l'état désinfecté de l'endoscope.

ENREGISTREMENT DU CYCLE COMPLET

Toutes les étapes du processus de séchage dans la WASSENBURG® DRY300D sont suivies et surveillées en détail, un rapport étant édité sur l'imprimante intégrée et éventuellement envoyé à notre logiciel WASSENBURG® Process Manager dédié. Les données de cycle sont alors collectées et fournissent des informations importantes sur tous les processus qui ont eu lieu dans l'enceinte de séchage et de stockage.

Process Manager fonctionne parfaitement avec la WASSENBURG® DRY300D pour se conformer aux réglementations et fournit de précieuses informations sur les activités quotidiennes, vous aidant ainsi à améliorer la fiabilité et la disponibilité de vos endoscopes.



* Veuillez vous référer aux lignes directrices locales.



SPÉCIFICATIONS DU WASSENBURG® DRY300D

Dimensions	L. 1300mm P. 450mm H. 2070mm
Poids	280 kg (non chargé)
Alimentation électrique	230 VAC; 50 Hz; 7.5A (incl. compressor 9.5A)
Raccordement électrique	Fiche avec mise à la terre
Nombre de positions	9
Espace par endoscope	103 mm
Temps de séchage	90 minutes
Durée de stockage	30 jours
Température ambiante	18°C - 35°C
Pression	2 – 8 bar
Consommation maximale	150l/min
HEPA filter	H13
Résistance du filtre HEPA	250 Pa



CONÇU POUR LA CONFORMITÉ

- Directive 2006/42/CE
- Directive 2014/30/UE (EMC)
- Directive 2011/65/UE (RoHS)
- Directive 2012/19/UE (WEEE)



Wassenburg France SAS
ZAC des Playes Nord
71, Allée d'Helsinki
83500 La Seyne-sur-Mer
FRANCE

T: + 33 (0) 49 406 1808
info@wassenburgmedical.fr
www.wassenburgmedical.fr