

MODULES DE PRETRAITEMENT MODULES DE TRAITEMENT MANUEL DES ENDOSCOPES

Marquage CE - Dispositif Médical Classe II b

Notre gamme se décline en 2 modèles avec plusieurs options de traçabilité. Les points communs :

- Plan de travail en pierre acrylique LG Hi-Macs garanti 15 ans
- Traitement de l'air au niveau du bac dédié au désinfectant ainsi que traitement de l'air ambiant, avec possibilité de rejet extérieur
- Système sur-mesure modulable de fabrication française

MODULE « STANDARD » / TRACABILITE INFORMATIQUE OPTIONNELLE



Pompes péristaltiques d'irrigation et testeur d'étanchéité en boîtiers autonomes
3 modes de traçabilité optionnels : ticket global, gestion informatique des pompes ou RFID



MODULE « MEDIANE » / TRACABILITE INFORMATIQUE OPTIONNELLE

Pompes péristaltiques d'irrigation et testeur d'étanchéité intégrés dans le dossieret
3 modes de traçabilité optionnels : ticket global, gestion informatique des pompes ou RFID



WASSENBURG France SAS

71, Allée d'Helsinki - ZAC Jean Monnet les Playes - 83500 LA SEYNE SUR MER

Tél : 04 94 06 18 08 - Fax : 04 94 06 18 14

info@wassenburgmedical.fr - www.wassenburgmedical.fr

anciennement
MEDINORME

TRAÇABILITÉ INFORMATIQUE

Sécuriser les données de traçabilité et faciliter leur recherche avec un outil simple et ergonomique



WASSENBURG France (anciennement MEDINORME), **entreprise leader du secteur**, est à l'origine du traitement manuel des endoscopes avec traçabilité informatique.

Son logiciel de pointe :

- Gère le traitement manuel des endoscopes : les protocoles de traitement manuel sont obligatoirement respectés par les utilisateurs (respect des étapes et des temps) comme préconisé l'instruction N° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 - fiche 2.
- Associe le patient à un endoscope, un médecin et un opérateur
- Permet de planifier les maintenances de vos appareils
- Contrôle la durée de vie du produit de désinfection
- Archive tous les traitements manuels réalisées et vous permet de vous conformer au texte de référence en vigueur cité plus haut (fiche 9).
- Recherche multicritères facilitée sur la base de données
- Protège juridiquement l'établissement et le personnel
- Edite un rapport complet de désinfection au format A4 à chaque fin de cycle

Le système informatique de WASSENBURG France est compatible avec la plupart des modules de traitement manuel des endoscopes. Il peut être installé sur votre module existant !