



WASSENBURG GLOSAIR[®]

Efficacité biocide par désinfection aérienne



DESINFECTION DES PIÈCES ET DES SURFACES

Le WASENBURG Glosair® est un dispositif de désinfection des pièces et des surfaces permettant de traiter les zones jusqu'à 2000m³. L'appareil est une alternative sûre et facile d'utilisation pour désinfecter les espaces et les surfaces qui sont souvent inaccessibles et parfois complexes à être désinfectées manuellement.

Le système de désinfection WASENBURG Glosair® prêt à l'emploi est entièrement automatisé et est utilisé en combinaison avec le désinfectant biodégradable Glosair 400.

Le WASENBURG Glosair® est efficace sur **les bactéries, les champignons, les virus, les levures et les spores**.

UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE

Étant donné que la désinfection aérienne des surfaces est opérée sans présence humaine, l'opération est sûre pour l'utilisateur, dans le cadre du respect des exigences d'utilisations. Une télécommande est disponible pour plus de commodité.



TÉLÉCOMMANDE

- Sûr pour la santé des utilisateurs
- Distance de fonctionnement jusqu'à 20 mètres

La télécommande peut être utilisée pour l'activation automatique du WASENBURG Glosair® avec une distance de fonctionnement allant jusqu'à 20 mètres. Cela permet à l'utilisateur de démarrer un programme sur le WASENBURG Glosair® sans être à proximité de l'appareil ou de la zone à désinfecter.

DESIGN INTELLIGENT

Le concept de WASENBURG Glosair® offre une simplification maximale de la désinfection des surfaces. L'un des éléments qui rend le WASENBURG Glosair® facile à utiliser est l'écran tactile intégré. Via celui-ci, vous pouvez simplement enregistrer les pièces qui ont besoin d'un traitement ou régler le volume de la pièce.

Il permet également à l'utilisateur de consulter l'historique des derniers traitements effectués.

Le WASSENBURG Glosair® a la capacité de stocker les informations de 20 pièces différentes afin que vous puissiez facilement sélectionner l'une des salles programmées pour des utilisations répétées. Un traitement peut être préprogrammé permettant de sélectionner une plage horaire à la convenance du service. La chambre doit être nettoyée avant le traitement. Le processus de désinfection se déroule en deux phases, réalisées automatiquement par le WASSENBURG Glosair® :

- Pulvérisation
- Temps de contact

La machine s'arrête automatiquement à la fin du traitement. A l'issue de la désinfection, aucune action supplémentaire n'est nécessaire de la part de l'utilisateur, comme par exemple un essuyage ou une aération. Le WASSENBURG Glosair® est un véritable atout pour économiser du temps et de l'argent dans le processus de désinfection de la salle. Un kit de test peut être commandé séparément pour vérifier le résultat obtenu par notre système automatisé de désinfection.



Sûr



Ergonomique



Automatisé



Efficace



Intelligent



Facile d'emploi



Gain de temps



Economique

CONFORME AUX DERNIERS STANDARDS REGLEMENTAIRES

Le WASSENBURG Glosair® est fabriqué selon la norme ISO 13485. L'appareil de désinfection des pièces et surfaces est conforme aux normes NF T 72281 et EN 17272. Le WASSENBURG Glosair® est également conforme aux normes suivantes :

Microrganismes	Norme
Bactéries	EN 13727
Mycobacteries	EN 14348
Fungi	EN 13624
Virus	EN 14476
Levures	EN 13624
Spores	EN 13704

L'efficacité biocide prouvée a été obtenue au travers de tests en laboratoire, conduits selon les normes NF T 72 281 (Novembre 2014) et EN 17272.

EXCELLENTE PERFORMANCES DE DESINFECTION GRACE AU GLOSAIR 400

Le Glosair 400 est un bio-désinfectant prêt à l'emploi contenant 6% de peroxyde d'hydrogène et d'argent.

Le Glosair 400 est biodégradable à 99.9%, non-corrosif, respectueux de l'environnement, non-toxique et non-allergène ce qui le rend sûr pour la santé des utilisateurs et n'endommage pas les surfaces traitées.

La diffusion uniforme du désinfectant (brouillard sec) ne laisse aucun résidu sur les surfaces traitées de sorte que la pièce soit sûre pour le patient suivant.

Avec ce brouillard sec, la taille des particules (5µ en moyenne) assure une sédimentation lente et parfaitement uniforme de chaque centimètre carré de la zone traitée, sans humidité.

La combinaison du WASENBURG Glosair® et du Glosair 400 est efficace sur tous les types de microorganismes. La technologie brevetée de dispersion inactive les bactéries, champignons, virus, levures et spores dans le but de créer un environnement plus sûr pour chaque patient.

SECURITE DU PROCESSUS

Le Glosair 400 est conditionné dans une cartouche à usage unique intégrant une étiquette RFID pour vous aider à garantir la sécurité du processus. Le code RFID unique vérifie la date de péremption du désinfectant et empêche la réutilisation d'une cartouche déjà vidée ou d'un produit chimique incorrect.

TRACABILITE

L'historique de traitement peut être téléchargé via le port USB du WASENBURG Glosair®. Le port USB permet de récupérer jusqu'à 200 traitements via le logiciel informatique, et de contrôler chaque traitement réalisé.



Biodegradable



Non toxique



Non corrosif



Sans résidus



Non allergène



Ecologique

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques générales WASENBURG Glosair®

Dimensions :	566 mm x 515 mm x 974 mm
Poids du dispositif :	33 kg
Buses de diffusion :	2
Volume maximum de traitement :	2000m ³
Vitesse de rotation :	22000 trs/min
Débit de liquide moyen :	2000 ml/h
Vitesse de propagation du brouillard :	80 m/s

Conditions de fonctionnement

Température :	Entre 0°C et 40°C
Humidité ambiante :	Entre 10% et 90% d'humidité relative sans condensation
Pression atmosphérique :	800 à 1060 hPa

Caractéristiques électriques

Voltage :	230 V monophasé
Puissance :	2000W
Fréquence :	50 à 60 Hertz

Caractéristiques générales Glosair 400

Bouteille compatible :	2 L
Principe actif :	Peroxyde d'hydrogène à 6%
Catalyseur :	Argent
Odeur :	Neutre
Dosage / concentration :	1 ml à 7ml par m ³
Taille moyenne particules :	< 5 µ

Le Glosair 400 est uniquement compatible en combinaison avec le système de désinfection des pièces et surfaces WASENBURG Glosair®.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.



Wassenburg France SAS
71, Allée d'Helsinki
83500 LA SEYNE-SUR-MER
FRANCE

T : +33 (0)49 406 18 08
info@wassenburgmedical.fr
www.wassenburgmedical.com