

## ENDOCART

De transportoplossing voor alle soorten  
flexibele endoscopen



## TRANSPORT OPLOSSING



### TOTAALOPLOSSING

Een schone en gedesinfecteerde endoscoop is een belangrijke voorwaarde voor het waarborgen van de veiligheid van elke patiënt en elke procedure. Veilig transport van flexibele endoscopen tussen de reiniging en desinfectie en de volgende patiënt is net zo belangrijk in het totale proces als de reiniging en desinfectie van de flexibele endoscoop zelf. Daarom bieden we een complete reeks systemen, verbruiksartikelen en diensten met betrekking tot de hele reinigings- en desinfectiecyclus voor endoscopen: onze totaaloplossing.



### VOORDELEN VAN DE ENDOCART

- Beschermt waardevolle apparatuur tijdens transport
- Minimaliseert het risico op kruisbesmetting
- Beschermt medisch personeel tegen microbiologische gevaren
- Verbetert de workflow tijdens dagelijks gebruik
- Gebruiksvriendelijk; de status van de endoscoop in één oogopslag duidelijk
- Eenvoudig te reinigen; eenvoudig in onderhoud





- Een glad oppervlak voor eenvoudige reiniging en desinfectie
- De bovenkant van de trolley biedt extra werkruimte in kleinere ruimtes (bijv. naast het bed van de patiënt)
- De transportbak heeft geen moeilijk bereikbare gebieden; optimale reiniging en desinfectie mogelijk
- De afmeting van de transportbak voorkomt onnodig strak oprollen van de endoscoop
- De transportbakken en de bovenkant zijn hittebestendig tot 93 °C; A0 600-procesniveau volgens ISO 15883 deel 1



- Een afneembare bovenkant voor eenvoudige reiniging en desinfectie
- 6 transportbakken om meerdere endoscopen te transporteren van de reiniging- en desinfectieruimte naar de volgende patiënt
- Het frame is van roestvrij staal
- Een gebruiksvriendelijke handgreep voor een stevige grip bij het duwen van de trolley
- Er zijn drie verschillende liners (steriel/niet steriel) beschikbaar voor bescherming van de gedesinfecteerde endoscoop tijdens transport
- Eenvoudig te verplaatsen met vier zwenkwielen
- Uitgerust met remmen voor een verbeterde stabiliteit

#### BESTELINFORMATIE

Artikelnr. 952535 Wassenburg EndoCart

Artikelnr. 952536 EndoCart Tray

Artikelnr. 952865 EndoCart Liners

Artikelnr. 953484 Wassenburg Tray Liners

Artikelnr. 953485 Wassenburg Tray Liners - niet steriel

## PRODUCTSPECIFICATIES

### EndoCart

De Wassenburg EndoCart is ontworpen om flexibele endoscopen te beschermen tegen verontreiniging via de lucht en mogelijke schade tijdens het transport van de behandelkamer naar de reinigings- en desinfectierruimte. De EndoCart beweegt moeiteloos door kleinere ruimtes dankzij het elegante en toch robuuste ontwerp in combinatie met de vier zwenkwielen.

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Afmetingen trolley                  | 510 x 690 x 1050 mm |
| Capaciteit                          | 6 transportbakken   |
| Gewicht (leeg)                      | 23 kg               |
| Gewicht (inclusief transportbakken) | 31 kg               |

### Liners en transportbak

Het pakket met liners bestaat uit twee latexvrije liners; een gepatenteerde onder-liner die in de EndoCart transportbak wordt geplaatst voor transport van gereinigde en gedesinfecteerde endoscopen. De tweede liner heeft een duidelijke statusweergave van de endoscoop. Deze wordt over de transportbak geplaatst voor een beschermde omgeving voor zowel patiënten als medisch personeel. Dankzij de grootte van de transportbak worden endoscopen niet geknikt en/of beschadigd. De transportbak heeft geen randen die een effectieve reiniging in de weg kunnen staan. De uitsparingen op de hoeken van de EndoCart onder-liner zijn bedoeld om de liner aan de transportbak te bevestigen terwijl de onder-liner van de Wassenburg Tray Liner om de randen van de transportbak wordt gevouwen.

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Afmetingen transportbak               | 430 x 550 x 100 mm          |
| Capaciteit                            | 1 endoscoop                 |
| Gewicht (leeg)                        | 1,3 kg                      |
| EndoCart Liners                       | 200 stuks (4 X 50 per doos) |
| Wassenburg Tray Liners                | 200 stuks (4 X 50 per doos) |
| Wassenburg Tray Liners - niet steriel | 300 stuks (per doos)        |



Wassenburg Medical B.V.  
Edisonring 9  
6669 NA DODEWAARD  
THE NETHERLANDS

T: +31 (0) 488 700 505  
F: +31 (0) 488 453 685  
info@wassenburgmedical.nl  
www.wassenburgmedical.nl

Wassenburg Medical, lid van de Hoya Corporation, is een toonaangevend bedrijf dat is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van innovatieve producten en diensten om de reiniging en desinfectie van endoscopen te optimaliseren. We zijn constant bezig ons bedrijf en ons productportfolio uit te breiden en beschikken over een zeer ervaren internationaal distributienetwerk. Ga naar onze website voor meer informatie.

© Copyright 2019. Wijzigingen voorbehouden.