

Meer dan 35 jaar specialist in reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen!



Wassenburg Boiler

Een veilige oplossing om constant warm water te leveren voor WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines

WASSENBURG
medical

OPTIMALE VEILIGHEID

Alle Wassenburg Boilers zijn geproduceerd met de hoogste kwaliteit roestvast staal en ontworpen om constant warm water te leveren voor optimale prestaties met de WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines. Een veilige oplossing indien warm water niet geleverd kan worden door het ziekenhuis of de privékliniek. De veilige Wassenburg Boiler voldoet aan de laatste regelgeving en normen (Pressure Equipment en Low voltage Directive).

- BT 2014/35/EU (50 L Boiler), BT 2014/35/CE (150 L Boiler)
- EMC 2014/35/EU (50 L Boiler), EMC 2014/35/CE (150 L Boiler)
- PED art. 4.3. 2014/68/CE

COMPACT DESIGN

Het compacte formaat van de 50 liter boiler voldoet aan de behoeften van kleinere ziekenhuizen en privéklinieken voor een efficiënte ruimteverdeling. Een oplossing voor bepaalde ruimten waar één of twee WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines zijn geïnstalleerd. De compacte boiler heeft de capaciteit om twee behandelcontainers van de WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines met warm water te vullen.

De Wassenburg Boiler is beschikbaar in een hangende, staande en rollende configuratie. De hangende boiler kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd met het bijgeleverde frame. De rollende boiler is een verplaatsbaar model met vier zwenkwielen. De staande en rollende boilers zijn voorzien van een Wassenburg behuizing die in lijn is met de WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines.



Configatievoorbeeld met WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines.
Andere configuraties kunnen worden uitgevoerd.

	Hangende Wassenburg Boiler (50 L)	Staande en rollende Wassenburg Boiler (50 L)
Afmetingen:	475 (d) x 470 (b) x 679 (h) mm	755,5 (d) x 600 (b) x 1029,5 (h) mm
Gewicht (leeg):	27,5 kg	88,9 kg
Gewicht (gevuld):	80,9 kg	142,3 kg
Inhoud:	53,4 liter	53,4 liter
Vermogen:	3750 W	3750 W
Spanning:	3 x 400 VAC	3 x 400 VAC
Zekering:	3 x 10 A	3 x 10 A
Werkdruk:	7 Bar*	7 Bar*
Ingestelde temperatuur:	85°C	85°C
Compatibiliteit:	RO compatibel	RO compatibel
Capaciteit:	capaciteit om 2 behandelcontainers van de WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines te vullen. Van toepassing op processen werkend met EndoHigh® GTA & Detergent of EndoHigh® PAA & Detergent procesvloeistoffen. running EndoHigh® PAA & Detergent	

*Controleer de volledige installatiespecificaties voor de prestaties met onze WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines.

HOGERE CAPACITEIT

De 150 liter Wassenburg Boiler ondersteunt ziekenhuizen met een grote reinigings- en desinfectiecapaciteit.

De boiler kan tot vier behandelcontainers van de WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines met warm water vullen. De hoge capaciteit Wassenburg Boiler is beschikbaar in een hangende en staande configuratie. Een staand frame is optioneel leverbaar indien extra ondersteuning nodig is. Het witte, gepoedercoate stalen frame biedt eenvoudige toegang voor installatie en onderhoud.



Configatievoorbeeld met WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines.
Andere configuraties kunnen worden uitgevoerd.

	Hangende Wassenburg Boiler (150 L)	Staande en rollende Wassenburg Boiler (150 L)
Afmetingen:	555 (d) x 555 (b) x 1297 (h) mm	760 (d) x 600 (b) x 1747 (h) mm
Gewicht (leeg):	42,5 kg	74,4 kg
Gewicht (gevuld):	192,5 kg	224,4 kg
Inhoud:	150 liter	150 liter
Vermogen:	6000 W	6000 W
Spanning:	3 x 400 VAC	3 x 400 VAC
Zekering:	3 x 16 A	3 x 16 A
Werkdruk:	7 Bar*	7 Bar*
Ingestelde temperatuur:	85°C	85°C
Compatibiliteit:	RO compatibel	RO compatibel
Capaciteit:	capaciteit om 4 behandelcontainers van de WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines te vullen, van toepassing op processen werkend met EndoHigh® PAA & Detergent. Of om 3 behandelcontainers van de WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines te vullen, van toepassing op processen werkend met EndoHigh® GTA & Detergent procesvloeistoffen.	

*Controleer de volledige installatiespecificaties voor de prestaties met onze WASSENBURG® reinigings- en desinfectiemachines.



Wassenburg Medical Nederland
Edisonring 9
6669 NA DODEWAARD
NEDERLAND

T: +31 (0) 488 700 505
F: +31 (0) 488 453 685
info@wassenburgmedical.nl
www.wassenburgmedical.nl